

Solvent Spray Remover (Apple)

**Removes impression paste residues
and adhesives from metal impression
trays.**

Solvent Spray elimina los restos de pasta de
impresión y los elementos adhesivos de las cubetas
de impresión.

Solvent Spray Remover elimine les matériaux
d'empinte résiduels et les agents de liaison dans
les porte-empreintes métallique.

H5-Adhäsiv Löser entfernt Abformmassenreste
und Löffeladhäsiv vom Metalllöffel.

Il Solvent Spray Remover elimina i residui delle
masse formanti e l'adesivo per il cucchiaino dal
cucchiaino metallico.

Instruction for use: Apply Solvent Spray Remover evenly from a distance
of approximately 20 cm (3-5 seconds per tray) and wait for approx. 30
seconds. Then wipe the impression tray with a paper towel. Repeat the
procedure if necessary (e.g. in the case of heavy contamination).



Instrucciones de uso: Aplicar el producto de forma uniforme a una distancia aproximada de 20 cm (3-5 segundos por cubeta) y esperar unos 30 segundos. Después limpiar la cubeta de impresión con un papel absorbente. Si es necesario, repetir la operación (ej: en caso de suciedad abundante).

Mode d'emploi: Pulvériser le produit à env. 20 cm de la surface à traiter en veillant à former une couche régulière (3 à 5 s par porte-empainte). Laisser agir pendant une trentaine de secondes. Essuyer avec un papier absorbant. Renouveler l'opération si nécessaire (en cas d'encrassement tenace).

Verarbeitung: Der H5-Adhäsiv Löser wird aus ca. 20 cm gleichmäßig aufgesprüht (ca. 3-5 sek. / Löffel) und ca. 30 Sekunden einwirken lassen. Danach kann der Löffel mit einem Papiertuch gesäubert werden. Falls notwendig (z. B. bei starker Verschmutzung), den Vorgang wiederholen.

Lavorazione: Spruzzare uniformemente il solvente adesivo ad una distanza di circa 20 cm (circa 3-5 sec. Per ciascun cucchiaino) e lasciarlo agire per circa 30 sec. Successivamente pulire il cucchiaino con un panno in carta. Se necessario (se l'oggetto è molto sporco), si può ripetere la procedura.

Pressurized container: protect from sunlight and do not expose to temperatures exceeding 50°C. Do not pierce or burn, even after use. Do not spray on a naked flame or any incandescent material. Keep away from sources of ignition. No smoking. Keep out of the reach of children.

Recipiente a presión. Protegiase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar, incluso después de usado. No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición – No fumar. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Recipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute source d'ignition. ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants.

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenständen spritzen. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Recipiente sotto pressione. Proteggere contro i raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50°C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. Non fumare. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

R 36/37 Irritating to eyes and respiratory system. - R 67 Vapours may cause drowsiness and dizziness. - S 26 In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.

R 36/37 Irrita los ojos y las vías respiratorias. - R 67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. - S 26 En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acídase a un médico.

R 36/37 Irritant pour les yeux et les voies respiratoires. - R 67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. - S 26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.


R 36/37 Reizt die Augen und die Atmungsorgane. - R 67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. - S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser abspülen und einen Arzt konsultieren.

Augen sofort mit Wasser abspülen und einen Arzt konsultieren.

R 36/37 Irritante per gli occhi e le vie respiratorie. - R 67 L'inhalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

S 26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.

300 ml



Distributed by:
Distribuido por:
Distribué par:
Vertriebt durch:
HENRY SCHEIN INC.
Melville, NY 11747 USA
Henry Schein U.K. Holdings Ltd.
Gillingham ME8 0SB U.K.