

Die KaVo K-POWERgrip:
Unbesiegt in punkto Technik und Design.

Wenn absolute Höchstleistungen gefragt sind, gibt es zur KaVo K-POWERgrip keine Alternative.

Der neue Antrieb zeigt sich dynamisch, durchzugskräftig und mit einem außerordentlich hohen Drehmoment bis zu 7 Ncm. Damit ist die K-POWERgrip äußerst flexibel im Einsatz und geeignet für alle Arbeitsbereiche und Materialien.

Der nahezu geräusch- und vibrationsfreie Induktionsmotor ermöglicht konzentriertes Arbeiten. Mit dem neuen, extraschlanken Kabel gibt Sie dem Anwender zusätzlichen Bewegungsspielraum und das dadurch ebenfalls reduzierte Gewicht macht das Handling noch komfortabler.

Besonders wichtig: Die neuen Griff-Flächen. Mit ihnen liegt die K-POWERgrip besser und fester in der Hand als jeder andere Laborantrieb. In jeder Arbeitssituation.

Die KaVo K-POWERgrip. Die neue Königsklasse unter den Laborantrieben. Funktioniert genauso gut wie sie aussieht.



Sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch mit einem Griff einsatzbereit: die K-POWERgrip in der platzsparenden Handstückablage.



Das Steuergerät für Ihre KaVo K-POWERgrip: die K-Control. Wählen Sie zwischen den drei praktischen Versionen Tisch-, Knie- und Fußsteuergerät.

Nur ein Steuergerät für fast alle KaVo Handstücke. Auch deshalb ist die K-Control mit Sicherheit eine gute Investition.



Mat.-Nr.:	1.002.3589
Drehzahlbereich:	1.000 - 50.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment:	7 Ncm
Spannzange für Schaft:	2,35 mm, 3,00 mm, 1/8" ø
Rundlaufabweichung:	0,02 mm
Lüfter:	ohne zusätzliche Kühlung
Antriebssystem:	kollektorloser DC-Motor
Gehäuseform:	ergonomische Handform mit Griffenlagen



Die weiteren KaVo-Handstücke in „Startaufstellung“.

KaVo K-POWERgrip.

In jeder Hinsicht ganz weit vorne.



Jederzeit hundertprozentige Griffsicherheit.

Dafür hat die K-POWERgrip vollkommen neu entwickelte Griff-Flächen.

20 % kühleres Handstück.

Auch ein Ergebnis der leistungsstärkeren Motortechnologie.

Mehr Bewegungsfreiheit bei der Arbeit. Weniger Gewicht.

Das neue K-POWERgrip Handstückkabel ist extraschlank, extraleicht und somit besonders flexibel.

In jeder Arbeitssituation mehr Power.

Durch einen neuen Antrieb mit mehr Durchzugskraft und noch mehr Drehmoment.



KaVo K-POWERgrip

Mat.-Nr. 1.004.7725 04/05/06 Technische Änderungen vorbehalten. Gebringflüge Farbabweichungen drucktechnisch bedingt. © Copyright KaVo Dental GmbH.

KaVo K-POWERgrip

Auf den Grip(s) kommt es an.



KaVo. Dental Excellence.

KaVo Dental GmbH · D 88400 Biberach/Riß · Telefon +49 7351 56-0 · Fax +49 7351 56-1488 · www.kavo.com



KaVo. Dental Excellence.