

## Wundnadelabmessungen

Dimensions of surgical needles

Dimensions des aiguilles à sutures




Dimensiones de las agujas de sutura



### Empfohlen für Haut und Muskeln


Recommended for Skin and Muscles


Recommandé pour la peau et les muscles

Recomendado para cutáneas y musculares

Typ type tipo	Bezeichnung Description descripción	Größe size taille tamaño	Abmessung in mm size in mm dimension en mm tamaño en mm
<b>A</b> 	201	000	1,60 x 102
	202	00	1,60 x 93
	702	0	1,60 x 86
<b>B</b> 		1	1,40 x 80
	203	2	1,40 x 73
	204	3	1,30 x 68
	303	4	1,30 x 63
	304	5	1,20 x 58
	403	6	1,10 x 54
	404	7	1,10 x 50
	704	8	1,00 x 46
	804	9	1,00 x 42
	904	10	0,85 x 38
		11	0,85 x 34
<b>G</b> 	211	12	0,75 x 30
	212	13	0,75 x 26
	311	14	0,75 x 23
	312	15	0,65 x 20
	411	16	0,65 x 18
	412		
	712		
	812		
	912		

Typ type tipo	Bezeichnung Description descripción	Größe size taille tamaño	Abmessung in mm size in mm dimension en mm tamaño en mm
<b>BE</b> 	203	1	1,30 x 80
	204	2	1,30 x 73
	704	3	1,10 x 68
		4	1,10 x 63
<b>GE</b> 	211	5	1,10 x 58
	212	6	1,00 x 54
	712	7	1,00 x 52
		8	1,00 x 50
		9	0,85 x 46
		10	0,85 x 44
		11	0,85 x 42
		12	0,75 x 38
		13	0,75 x 36
		14	0,75 x 34
		15	0,75 x 32
		16	0,65 x 30
		17	0,65 x 28
		18	0,65 x 26
		19	0,65 x 24,5
		20	0,65 x 23
		21	0,55 x 20
		22	0,55 x 17,5

Typ type tipo	Bezeichnung Description descripción	Größe size taille tamaño	Abmessung in mm size in mm dimension en mm tamaño en mm
<b>C</b> 	205	00	1,40 x 73
	206	0	1,30 x 68
	706	1	1,30 x 63
		2	1,20 x 58
		3	1,10 x 50
		4	1,00 x 46
		5	1,00 x 42
		6	0,85 x 38
		7	0,85 x 34
	8	0,75 x 30	


Typ type tipo	Bezeichnung Description descripción	Größe size taille tamaño	Abmessung in mm size in mm dimension en mm tamaño en mm
<b>L</b> 	222	00	1,40 x 73
	322	0	1,30 x 63
		1	1,30 x 55
		2	1,10 x 50
		3	1,00 x 42
		4	0,85 x 34
		5	0,75 x 30
		6	0,75 x 26
		7	0,65 x 23
	8	0,65 x 20	


**Empfohlen für Haut und Muskeln**


Recommended for Skin and Muscles


Recommandé pour la peau et les muscles


Recomendado para cutáneas y musculares


Typ type tipo	Bezeichnung Description descripción	Größe size taille tamaño	Abmessung in mm size in mm dimension en mm tamaño en mm
<b>Ga</b> 	213	000	2,00 x 90
	214	00	2,00 x 80
	313	0	1,80 x 72
	314	1	1,60 x 66
	413	2	1,60 x 60
	414	3	1,40 x 54
	714	4	1,40 x 46
	814	5	1,30 x 38
	914	6	1,10 x 32
			7
		8	1,00 x 23
		9	0,85 x 18


Typ type tipo	Bezeichnung Description descripción	Größe size taille tamaño	Abmessung in mm size in mm dimension en mm tamaño en mm
<b>H</b> 	218	00	1,40 x 73
	318	0	1,30 x 63
		1	1,10 x 54
		2	1,00 x 42
		3	0,85 x 34
		4	0,75 x 26
		5	0,55 x 22

Typ type tipo	Bezeichnung Description descripción	Größe size taille tamaño	Abmessung in mm size in mm dimension en mm tamaño en mm
<b>König</b> 	220	1	1,30 x 55
		2	1,30 x 50
		3	1,30 x 45
		4	1,30 x 41
		5	1,10 x 37
		6	1,10 x 34
		7	1,10 x 32
		8	0,75 x 30
		9	0,75 x 26
		10	0,65 x 23
		11	0,65 x 20
		12	0,65 x 18

Typ type tipo	Bezeichnung Description descripción	Größe size taille tamaño	Abmessung in mm size in mm dimension en mm tamaño en mm
<b>Keith</b> 	209	1	0,75 x 75
	210	2	0,75 x 70
	309	3	0,75 x 65
	310	4	0,75 x 60
	710	5	0,75 x 55
	810	6	0,75 x 50

Typ type tipo	Bezeichnung Description descripción	Größe size taille tamaño	Abmessung in mm size in mm dimension en mm tamaño en mm
<b>Hernia</b> 	231	1	1,30 x 43
		2	1,30 x 38
		3	1,20 x 34
		4	1,00 x 32

Typ type tipo	Bezeichnung Description descripción	Größe size taille tamaño	Abmessung in mm size in mm dimension en mm tamaño en mm
<b>E</b> 	319	000	1,10 x 72
	320	00	1,10 x 63
	419	0	1,00 x 54
	420	1	1,00 x 46
	820	2	0,85 x 38
	920	3	0,75 x 30
		4	0,65 x 24
		5	0,55 x 22
		6	0,55 x 17,5





Typ type tipo	Bezeichnung Description descripción	Größe size taille tamaño	Abmessung in mm size in mm dimension en mm tamaño en mm
<b>Mayo</b> 	323	1	1,30 x 51
	324	2	1,30 x 48
	423	3	1,30 x 45
	424	4	1,30 x 42

**Empfohlen für Darm**

Recommended for intestines

Recommandé pour les intestins

Recomendado para intestinales



Typ type tipo	Bezeichnung Description descripción	Größe size taille tamaño	Abmessung in mm size in mm dimension en mm tamaño en mm
<b>Pb</b> 	331	00	0,65 x 70
	332	0	0,65 x 61
	832	1	0,65 x 52
<b>Pc</b> 	333	2	0,65 x 42
		3	0,55 x 36
		4	0,55 x 30
		5	0,55 x 24
		6	0,55 x 22
<b>Pd</b> 	335	7	0,55 x 20
		8	0,55 x 17,5
<b>Ph</b> 	337		
	338		

**Empfohlen für Augen**

Recommended for Eyes

Recommandé pour les yeux

Recomendado para los ojos




Typ type type tipo	Bezeichnung Description description descripción	Größe size taille tamaño	Abmessung in mm size in mm dimension en mm tamaño en mm
<b>Ob</b> 	227	0	0,55 x 36
	228	1	0,55 x 30
	728	2	0,55 x 22
		3	0,55 x 17,5
<b>Og</b> 	229	4	0,55 x 15
	230	5	0,55 x 12
	730		

**Empfohlen für Gefäße**

Recommended for Vascular

Recommandé pour les vaisseaux

Recomendado para vascular


Typ type type tipo	Bezeichnung Description description descripción	Größe size taille tamaño	Abmessung in mm size in mm dimension en mm tamaño en mm
<b>Kalt</b> 	343	00	0,35 x 25
		0	0,35 x 22
<b>Payr</b> 	345	1	0,35 x 19
		2	0,35 x 15
		3	0,35 x 12
<b>Payr</b> 	347	1	0,35 x 29
		2	0,35 x 25
		3	0,35 x 22
		4	0,35 x 19
		5	0,35 x 15

**Empfohlen für Dentalchirurgie**

Recommended for dental surgery

Recommandé pour d'odontologie

Recomendado para odontología


Typ type type tipo	Bezeichnung Description description descripción	Größe size taille tamaño	Abmessung in mm size in mm dimension en mm tamaño en mm
<b>Neumann</b> 	327	1	0,65 x 26
	328	2	0,65 x 23
	828		

**Empfohlen für Pathologie**

Recommended for Pathology

Recommandé pour pathologie

Recomendado para patología


Typ type type tipo	Bezeichnung Description description descripción	Größe size taille tamaño	Abmessung in mm size in mm dimension en mm tamaño en mm
<b>Post-mortem</b> 	283 284	1	2,20 x 140
		2	2,20 x 127
		3	2,00 x 114
		4	2,00 x 102
		5	1,80 x 89
		6	1,80 x 76


**Empfohlen für plastische Chirurgie**

Recommended for Plastic surgery

Recommandé pour la chirurgie esthétique

Recomendado para cirugía estética y plástica

Typ type type tipo	Bezeichnung Description description descripción	Größe size taille tamaño	Abmessung in mm size in mm dimension en mm tamaño en mm
<b>Plastik</b> 	229 b	00	0,35 x 19
		0	0,35 x 15
		1	0,35 x 12
		2	0,35 x 8

Typ type type tipo	Bezeichnung Description description descripción	Größe size taille tamaño	Abmessung in mm size in mm dimension en mm tamaño en mm
<b>Schauta</b> 	441 442 942	1	1,10 x 57
		2	1,10 x 47
		3	1,10 x 40
		4	1,10 x 35
		5	1,10 x 31