

# Bluephase® G4

Das Polymerisationsgerät

**Polyvision**<sup>®</sup>  
INSIDE 

Mit intelligentem  
**Belichtungsassistenten**

Effiziente  
Ästhetik

  
**ivoclar**  
**vivadent**<sup>®</sup>  
passion vision innovation

# Intelligentes Gerät – **sorgenfreie Aushärtung**

Die patentierte Polyvision-Technologie ist Ihr persönlicher Belichtungsassistent.

Dieses automatische Assistenzsystem unterstützt Sie für eine zuverlässige Aushärtung. Das Lichtgerät erkennt selbstständig, ob das Handstück während des Belichtungsvorgangs bewegt wird. Dann weist es mittels Vibration auf die Fehlanwendung hin und verlängert die Belichtungszeit automatisch um 10 Prozent, falls nötig. Ist aufgrund der Bewegung eine zuverlässige Aushärtung gefährdet, bricht das Gerät die Belichtung automatisch ab, damit sie wiederholt werden kann. Als aktiver Blendschutz lässt sich Bluephase G4 nicht im freien Raum aktivieren.

Weitere Vorteile:

**zuverlässige Aushärtung** aller lichthärtenden Materialien dank Polywave-LED

**kurze Belichtungszeiten**  
ab 10 Sekunden dank hoher Intensität von 1'200 mW/cm<sup>2</sup>

**grosser 10-mm-Lichtleiter** für zeitsparende Einzelbelichtungen

**Zusatzprogramm Pre-Cure**  
zur Überschussentfernung von Zementen

kontaktloses Laden des Akkus

## Lieferformen

691258	<b>Bluephase G4</b>
691257	<b>Bluephase G4</b> mit Click&Cure und integriertem Radiometer

homogenes  
Lichtabstrahlverhalten

---

**Durchlicht-Anzeige**  
für optimierte Hygiene

# Belichtungsassistent **Polyvision**<sup>®</sup>

*Das Hochleistungs-Polymerisationsgerät mit noch  
höherer Lichtintensität erwartet Sie zur IDS 2019.*

**IDS**  
**2019**

Hersteller und Vertrieb  
**Ivoclar Vivadent AG**  
Bendererstr. 2  
9494 Schaan  
Liechtenstein  
Tel. +423 235 35 35  
Fax +423 235 33 60  
[www.ivoclarvivadent.com](http://www.ivoclarvivadent.com)

Vertrieb Deutschland  
**Ivoclar Vivadent GmbH**  
Dr. Adolf-Schneider-Str. 2  
D-73479 Ellwangen, Jagst  
Tel. +49 7961 8890  
Fax +49 7961 6326  
[info@ivoclarvivadent.de](mailto:info@ivoclarvivadent.de)  
[www.ivoclarvivadent.de](http://www.ivoclarvivadent.de)

702865/DE/2018-11



**ivoclar**  
**vivadent**<sup>®</sup>  
passion vision innovation