

GÜLTIG BIS 31.08.2020




2020

Produktübersicht



Premium Qualität
zu fairen Preisen



Willkommen bei B.A. International

In diesem Katalog finden Sie Informationen und Angebote zu unserem hochwertigen Instrumentenprogramm mit Turbinen, Hand- und Winkelstücken, sowie gängigen Klein-geräten für Praxis und Labor.

Inhalt:

Turbinen- Hand und Winkelstücke	Seite 3-9
Instrumentenpflege	Seite 10
Polymerisationslampen	Seite 11
Ultraschallgeräte / ZEG Spitzen	Seite 12-16
Endodontie / Chirurgie	Seite 17
Laborgeräte	Seite 18-19

95LS
1000001
16 M

B.A. INTERNATIONAL
ULTIMATE
BA695LS

B.A. Turbinen ULTIMATE Power +

- Leistungsstark: Standard: 22W, Mini: 19W
- Mit nur 58 dB sehr leise
- Dynamic Power Control
- Quick Stop Funktion
- Vierdüsenspray
- Volltitanhülse
- Keramikkugellager
- Glasstabchtleiter
- 2 Kopfgrößen: Standard (Höhe: 13,0 mm, Ø: 11,9 mm) und Mini (Höhe: 12,7 mm, Ø: 10,2 mm)
- Thermodesinfizier- und sterilisierbar
- Für 5 Kupplungsanschlüsse verfügbar (KaVo, NSK, Bien Air, Sirona & W&H)
- 2 Jahre Garantie



Dynamic Power Control

Inklusive
Instrumentenkassette



ULTIMATE Power + Standard

TYP	FÜR ANSCHLUSS	BESTELL-NR.
BA 755LK	KaVo MULTIflex LUX	97 93 880
BA 755LS	Sirona click&go	97 93 884
BA 755LN	NSK	97 93 883
BA 755LW	W&H Roto Quick	97 93 881
BA 755LB	Bien-Air Unifix LUX	97 93 882

LVP 949,- €
ab **599,- €**

Einzelpreis 749,- €
bei 2 Stück je 679,- €
bei 3 Stück je 629,- €
ab 4 Stück je 599,- €

ULTIMATE Power + Mini

TYP	FÜR ANSCHLUSS	BESTELL-NR.
BA 758LK	KaVo MULTIflex LUX	97 93 892
BA 758LS	Sirona click&go	97 93 896
BA 758LN	NSK	97 93 895
BA 758LW	W&H Roto Quick	97 93 893
BA 758LB	Bien-Air Unifix LUX	97 93 894

LVP 949,- €
ab **599,- €**

Einzelpreis 749,- €
bei 2 Stück je 679,- €
bei 3 Stück je 629,- €
ab 4 Stück je 599,- €



B.A. ULTIMATE Power + Winkelstück rot B.A. 200LTS 1:5

- Volltitanhülse
- Langlebige Keramikugellager mit DLC-Beschichtung
- Verkleinerter Kopf für bessere Handhabung
- Vierdüsenspray
- Glasstablichtleiter
- ISO Slider
- Übersetzung 1:5
- Ergonomisches Design
- 3 Jahre Garantie



LVP 1.149,- €	
ab 719,- €	
Einzelpreis	869,- €
bei 2 Stück je	799,- €
bei 3 Stück je	749,- €
ab 4 Stück je	719,- €

TYP	BESTELL-NR.
BA 200LTS	97 95 147

B.A. Hand- und Winkelstücke mit ISO-Schnittstelle
- passend für alle gängigen Mikromotoren.

B.A. ULTIMATE Power + Winkelstück blau B.A. 40LSS 1:1

- Volltitanhülse
- Langlebige Keramikugellager mit DLC-Beschichtung
- Verkleinerter Kopf für bessere Handhabung
- Eindüsenspray
- Glasstablichtleiter
- ISO Slider
- Übertragung 1:1
- Ergonomisches Design
- 3 Jahre Garantie



LVP 819,- €	
ab 499,- €	
Einzelpreis	609,- €
bei 2 Stück je	549,- €
bei 3 Stück je	519,- €
ab 4 Stück je	499,- €

TYP	BESTELL-NR.
BA 40LSS	97 95 149

B.A. ULTIMATE Power + Winkelstück grün B.A. 60LSS 6:1

- Volltitanhülse
- Langlebige Keramikugellager mit DLC-Beschichtung
- Verkleinerter Kopf für bessere Handhabung
- Eindüsen-spray
- Glasstablichtleiter
- ISO Slider
- Übersetzung 6:1
- Ergonomisches Design
- 3 Jahre Garantie



LVP 939,- €	
ab 519,- €	
Einzelpreis	669,- €
bei 2 Stück je	599,- €
bei 3 Stück je	549,- €
ab 4 Stück je	519,- €

TYP	BESTELL-NR.
BA 60LSS	97 95 148

B.A. Hand- und Winkelstücke mit ISO-Schnittstelle
- passend für alle gängigen Mikromotoren.

B.A. ULTIMATE Power + Handstück gerade blau B.A. 280LSS 1:1

- Volltitanhülse
- Langlebige Keramikugellager mit DLC-Beschichtung
- Eindüsen-spray
- Glasstablichtleiter
- ISO Slider
- Übertragung 1:1
- Ergonomisches Design
- 3 Jahre Garantie



LVP 709,- €	
ab 399,- €	
Einzelpreis	539,- €
bei 2 Stück je	479,- €
bei 3 Stück je	429,- €
ab 4 Stück je	399,- €

TYP	BESTELL-NR.
BA 280LSS	97 92 958

B.A. Turbinen ULTIMATE

- Leistungsstark: Standard: 22W, Mini: 19W
- Leise mit nur 59 dB
- „Smart Coat“ für besseren Halt und weniger Kratzer
- Quick Stop Funktion
- Vierdüsen-spray
- Keramikkugellager
- Glasstablichtleiter
- 2 Kopfgrößen: Standard (Höhe: 13,0 mm, Ø: 11,9 mm) und Mini (Höhe: 12,7 mm, DM: 10,2 mm)
- Thermodesinfizier- und sterilisierbar
- Für 5 Kupplungsanschlüsse verfügbar (KaVo, NSK, Bien Air, Sirona & W&H)
- 2 Jahre Garantie



ULTIMATE Standard

TYP	FÜR ANSCHLUSS	BESTELL-NR.
BA 695LK	KaVo MULTIflex LUX	97 93 887
BA 695LS	Sirona click&go	97 93 891
BA 695LN	NSK	97 93 890
BA 695LW	W&H Roto Quick	97 93 888
BA 695LB	Bien-Air Unifix LUX	97 93 889

LVP 769,- € ab 459,- €	Einzelpreis	609,- €
	bei 2 Stück je	539,- €
	bei 3 Stück je	489,- €
	ab 4 Stück je	459,- €

ULTIMATE Mini

TYP	FÜR ANSCHLUSS	BESTELL-NR.
BA 688LK	KaVo MULTIflex LUX	97 93 897
BA 688LS	Sirona click&go	97 93 901
BA 688LN	NSK	97 93 900
BA 688LW	W&H Roto Quick	97 93 898
BA 688LB	Bien-Air Unifix LUX	97 93 899

LVP 769,- € ab 459,- €	Einzelpreis	609,- €
	bei 2 Stück je	539,- €
	bei 3 Stück je	489,- €
	ab 4 Stück je	459,- €



B.A. ULTIMATE Titan Winkelstück rot 1:5

- Volltitanhülse
- „Smart Coat“ für besseren Halt und weniger Kratzer
- Vierdüsenspray
- Glasstablichtleiter und ISO Slider (nur bei Lichtausführung)
- Übersetzung 1:5
- 2 Jahre Garantie



TYP	BESTELL-NR.
BA250LT (mit Licht)	97 95 151
BA250T (ohne Licht)	97 95 154

Mit Licht

LVP 989,- € ab 539,- €	Einzelpreis	689,- €
	bei 2 Stück je	619,- €
	bei 3 Stück je	579,- €
	ab 4 Stück je	539,- €

Ohne Licht

LVP 769,- € ab 449,- €	Einzelpreis	569,- €
	bei 2 Stück je	509,- €
	bei 3 Stück je	469,- €
	ab 4 Stück je	449,- €

B.A. Hand- und Winkelstücke mit ISO-Schnittstelle
- passend für alle gängigen Mikromotoren.

B.A. ULTIMATE Titan Winkelstück blau 1:1

- Volltitanhülse
- „Smart Coat“ für besseren Halt und weniger Kratzer
- Eindüsenspray
- Glasstablichtleiter und ISO Slider (nur bei Lichtausführung)
- Übertragung 1:1
- 2 Jahre Garantie



TYP	BESTELL-NR.
BA45LS (mit Licht)	97 95 150
BA45S (ohne Licht)	97 95 153

Mit Licht

LVP 669,- € ab 379,- €	Einzelpreis	499,- €
	bei 2 Stück je	439,- €
	bei 3 Stück je	399,- €
	ab 4 Stück je	379,- €

Ohne Licht

LVP 549,- € ab 349,- €	Einzelpreis	449,- €
	bei 2 Stück je	399,- €
	bei 3 Stück je	369,- €
	ab 4 Stück je	349,- €

B.A. ULTIMATE Titan Winkelstück grün 6:1

- Volltitanhülse
- „Smart Coat“ für besseren Halt und weniger Kratzer
- Eindüsen spray
- Glasstablichtleiter und ISO Slider (nur bei Lichtausführung)
- Untersetzung 6:1
- 2 Jahre Garantie



TYP	BESTELL-NR.
BA65LS (mit Licht)	97 95 152
BA65S (ohne Licht)	97 95 155



Mit Licht

LVP 799,- € ab 469,- €	Einzelpreis	579,- €
	bei 2 Stück je	519,- €
	bei 3 Stück je	489,- €
	ab 4 Stück je	469,- €

Ohne Licht

LVP 679,- € ab 379,- €	Einzelpreis	499,- €
	bei 2 Stück je	439,- €
	bei 3 Stück je	399,- €
	ab 4 Stück je	379,- €

B.A. Hand- und Winkelstücke mit ISO-Schnittstelle
- passend für alle gängigen Mikromotoren.

B.A. ULTIMATE Titan Handstück gerade blau 1:1

- Edelstahl
- Eindüsen spray
- Glasstablichtleiter und ISO Slider (nur bei Lichtausführung)
- Übertragung 1:1

TYP	BESTELL-NR.
BA270LS (mit Licht)	97 95 083
BA270S (ohne Licht)	97 95 082

Mit Licht

LVP 569,- € ab 409,- €	Einzelpreis	499,- €
	bei 2 Stück je	459,- €
	bei 3 Stück je	429,- €
	ab 4 Stück je	409,- €

Ohne Licht

LVP 549,- € ab 309,- €	Einzelpreis	399,- €
	bei 2 Stück je	359,- €
	bei 3 Stück je	329,- €
	ab 4 Stück je	309,- €



B.A. Turbinenkupplung Typ MULTiflex Lux KaVo mit Licht - B.A.560

- Turbinenschnellkupplung mit Licht
- Mit Wasserregulierung
- 1 Jahr Garantie

TYP	BESTELL-NR.
BA 560	97 92 878

Mit Licht

LVP 349,- €
269,- €

B.A. Turbinenkupplung Typ MULTiflex Lux KaVo mit LED-Licht - B.A.560LED

- Turbinenschnellkupplung mit LED-Licht
- Mit Wasserregulierung
- 1 Jahr Garantie

TYP	BESTELL-NR.
BA 560LED	97 97 120

Mit Licht

LVP 429,- €
329,- €



KaVo® und MULTiflex® LUX sind eingetragene Markenzeichen der Firma KaVo Dental Deutschland GmbH.

B.A. Winkelstücke Optima

- Edelstahlgehäuse
 - Kompakt, ergonomisch, wirtschaftlich
 - Ohne Spray, ohne Licht
 - Einfache Reinigung durch glatte Oberflächen
 - Thermodesinfizier- und sterilisierbar
- BA45E/BA66E:
Mit Push-Selbstspannfutter für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)
 - BA65E:
Für Kelche und Bürstchen zum Einschrauben, Drehung 360°



BA45E

LVP 229,- €
179,- €



BA65E

LVP 189,- €
149,- €



BA66E

LVP 259,- €
209,- €

TYP	MODELL	BESTELL-NR.
BA45E	Winkelstück blau 1:1	97 96 404
BA66E	Winkelstück grün 4:1	97 96 406
BA65E	Winkelstück grün 4:1 Screw	97 96 407



B.A. Pflegegerät

- Design im Carbon-Look
- Für handelsübliche Pflegeöle in Standard-dosen z.B. BA Oil und HS Eigenmarken-Oil
- Pflegt bis zu 3 Instrumente gleichzeitig
- Mit und ohne Druckluftanschluss verwendbar
- 3 verschiedene Pflegezeiten
- Abnehmbare Tür
- Auffangbehälter für überschüssiges Öl
- Einfacher Filtertausch

Optional:

- Auswahl verschiedener Kupplungen (KaVo, W&H, NSK, Bien Air, Sirona, ISO)



TYP	MODELL	BESTELL-NR.
BA170001	1 Motor, 2 Kupplungen	97 93 245
BA170002	2 Motoren, 1 Kupplung	97 93 246

LVP 1.899,- €
1.389,- €

TYP	TURBINENADAPTER	BESTELL-NR.
BA690050	KaVo	9793091
BA690059	Sirona	9793096
BA690051	W&H	9793092



KaVo



Sirona



W&H

B.A. ULTIMATE Spray

- Pflegespray für Turbinen, Hand- und Winkelstücke zur Anwendung im B.A. Pflegegerät

TYP	BESTELL-NR.
BAOIL	97 93 185

20,40 €



B.A. OPTIMA 10 LED

- Kabelloses Lichthärtegerät im handlichen Design
- Kompakt und leicht (178 g)
- Leistung: 1200 mW/cm²
- 3 Programme (Vollmodus, steigender Modus, pulsierender Modus)
- Digitalanzeige und einfache Anwendung
- Wellenlänge: 420-480 nm
- Akkulaufzeit: 2200 mAh (ca. 200 Anwendungen a 10 Sekunden)
- Ersatzteile über Reparaturwerkstatt in Hamburg erhältlich
- In 8 verschiedenen Farben verfügbar



TYP	FARBE	BESTELL-NR.
BASES70	Light Purple	97 96 083
BASES80	Jade	97 96 084
BASES60	Pink	97 93 100
BASES10	Schwarz	97 92 799
BASES20	Blau	97 92 800
BASES30	Rot	97 92 801
BASES40	Grün	97 92 802
BASES50	Silber	97 92 803
BASES05	Lichtleiter Optima 10 LED	97 93 735

LVP 279,- €
199,- €

B.A. ULTIMATE BASE290

- Sehr leistungsstarke kabellose LED Polymerisationslampe
- 2 x Standard Modi: 600/1000 mW/cm²
- 2 x Boost Modi: 2000/3000 mW/cm²
- Wellenlänge: 380 – 500 nm
- Programme: 1/5/10/20 Sekunden
- Maße Handstück (L x Ø): 220 x 25 mm
- Optikbereich: Ø = 11 mm
- Gewicht Handstück: 152 g

NEU

LVP 859,- €
799,- €

High Power bis zu
3000 mW/cm²



MODELL	BESTELL-NR.
BASE290	97 95 065

BAC200 Ultraschallgerät

Das neue Ultraschall Gerät beseitigt Zahnstein mit hoher Leistung bei maximaler Sicherheit in jeder klinischen Situation. Patienten fühlen sich gut und sicherer.

- In zwei Versionen verfügbar (Handstücke mit und ohne LED Licht)
- Ergonomisches Design mit müheloser Ein-Finger-Leistungsregulierung
- Autonome Wasserversorgung
- Sanfter Perio-Leistungsbereich

Im Lieferumfang enthalten: 2 Handstücke, 3 Instrumente, 1 Schlüssel, 1 Prüfkarte

Swiss Design

TYP	BESTELL-NR.	PREIS €
BAC200E (ohne Licht)	97 96 145	979,-
BAC200EL (mit Licht)	97 96 144	1149,-

Mit Licht

LVP 1.459,- €
1.149,- €



Handstücke und Spitzen für B.A. Ultraschallgerät

- Mit und ohne Licht verfügbar
- Sterilisierbar

BAC250E: Handstück Kit (EMS) ohne LED

BAC250EL: Handstück Kit (EMS) mit LED

BAC261E: Zur Anwendung supragingival

BAC262E: Zur Anwendung supragingival, subgingival und interdental

BAC263E: Perio Spitze zur Anwendung subgingival

TYP	BESTELL-NR.	PREIS €
BAC250E	97 96 142	495,00
BAC250EL	97 96 141	679,00
BAC261E	97 96 137	59,90
BAC262E	97 96 136	59,90
BAC263E	97 96 135	59,90



B.A. PIEZO SCALER Set

1 x B.A. Piezo Scaler-Handstück (adäquat zum Sirona Hdst. Siroson/L und Sirosonic/L), 2 x Scalerspitzen (BAC164 und BAC161), 1 x Periospitze (BAC173), 1 Endofeilenhalter (BAC151), 1 Wechselwerkzeug, 1 autoklavierbare Box

- Das komplette Set ist sterilisierbar
- Verfügbar mit und ohne Licht
- Im Paket inklusive die autoklavierbare Hygienebox, perfekt passend für den B.A. Piezo Scaler
- 1 Jahr Garantie



Mit Licht

LVP 649,- €
449,- €

Ohne Licht

LVP 539,- €
389,- €

MODELL	BESTELL-NR.
Scaler-Set (mit Licht)	97 92 804
Scaler-Set (ohne Licht)	97 92 786

B.A. ULTIMATE Handstück Set

- 1 B.A. Handstück ohne Licht, 1x Periospitze (BAC173E), 2 Scalerspitzen (BAC161E und BAC164E), 1 Endofeilenhalter (BAC151), 1 Wechselwerkzeug, 1 autoklavierbare Box
- Das komplette Set ist sterilisierbar
- Erhältlich für B.A. International-/ EMS oder Satelec-Einheiten
- 1 Jahr Garantie



LVP 389,- €
289,- €

TYP	PASSEND FÜR	BESTELL-NR.
BAC150E	B.A. Int. / EMS	97 92 725
BAC150S	Satelec	97 92 772



B.A. Wechselwerkzeug

- Wechselwerkzeug für Scaler- und Periospitzen (Drehmoment-schlüssel)



TYP	PASSEND FÜR	BESTELL-NR.
BACS122	B.A. Int. / EMS / Satelec	97 92 798
BACS127	Sirona	97 95 105

15,90 €

B.A. ULTIMATE Scalerspitzen BAC161

- Scalerspitzen zur Entfernung von supragingivalem Zahnstein
- 3er Pack

TYP	PASSEND FÜR	BESTELL-NR.
BAC161E	B.A. Int. / EMS	97 92 729
BAC161S	Satelec / NSK	97 92 777
BAC161A	Sirona	97 92 791

3-er Pack
129,- €



B.A. ULTIMATE Scalerspitzen BAC162

- Scalerspitzen zur Entfernung von starkem supragingivalem Zahnstein
- 3er Pack

TYP	PASSEND FÜR	BESTELL-NR.
BAC162E	B.A. Int. / EMS	97 92 730
BAC162S	Satelec / NSK	97 92 778

3-er Pack
129,- €



B.A. ULTIMATE Scalerspitzen BAC163

- Scalerspitzen zur Entfernung von supragingivalem, subgingivalem und interdentalem Zahnstein
- 3er Pack

TYP	PASSEND FÜR	BESTELL-NR.
BAC163E	B.A. Int. / EMS	97 92 765
BAC163S	Satelec / NSK	97 92 779

3-er Pack
129,- €



B.A. ULTIMATE Scalerspitzen BAC164

- Universal-Scalerspitzen zur Entfernung von supragingivalem Zahnstein
- 3er Pack

TYP	PASSEND FÜR	BESTELL-NR.
BAC164E	B.A. Int. / EMS	97 92 766
BAC164S	Satelec / NSK	97 92 780
BAC164A	Sirona	97 92 792

3-er Pack
129,- €



B.A. ULTIMATE Scalerspitzen BAC165

- Scalerspitzen zur Entfernung von supragingivalem Zahnstein und Zahnstein speziell am Zahnhals
- 3er Pack

TYP	PASSEND FÜR	BESTELL-NR.
BAC165E	B.A. Int. / EMS	97 92 767
BAC165S	Satelec / NSK	97 92 781
BAC165A	Sirona	97 92 793

3-er Pack
129,- €



B.A. ULTIMATE Scalerspitzen BAC166

- Universal-Scalerspitzen zur Entfernung von supragingivalem Zahnstein
- 3er Pack

TYP	PASSEND FÜR	BESTELL-NR.
BAC166E	B.A. Int. / EMS	97 92 768
BAC166S	Satelec / NSK	97 92 782
BAC166A	Sirona	97 92 794



3-er Pack
129,- €



Perio- und Endospitzen

B.A. ULTIMATE Periospitzen BAC171

- Periospitzen zur Entfernung von supragingivalem Zahnstein
- 3er Pack

TYP	PASSEND FÜR	BESTELL-NR.
BAC171E	B.A. Int. / EMS	97 92 769
BAC171S	Satelec / NSK	97 92 783
BAC171A	Sirona	97 92 795

3-er Pack
129,- €



B.A. ULTIMATE Periospitzen BAC173

- Periospitzen zur Entfernung von supragingivalem und interdentalem Zahnstein
- 3er Pack

TYP	PASSEND FÜR	BESTELL-NR.
BAC173E	B.A. Int. / EMS	97 92 770
BAC173S	Satelec / NSK	97 92 784
BAC173A	Sirona	97 92 796

3-er Pack
129,- €



B.A. ULTIMATE Periospitzen BAC174

- Periospitzen zum lateralen, thermischen Kondensieren von Guttapercha
- 3er Pack

TYP	PASSEND FÜR	BESTELL-NR.
BAC174E	B.A. Int. / EMS	97 92 771
BAC174S	Satelec / NSK	97 92 785
BAC174A	Sirona	97 92 797

3-er Pack
129,- €



B.A. ULTIMATE Endofeilenhalter BAC151

- Feilenhalter 120° für Endo-Feilen für den Frontzahn- und Prämolarenbereich
- 3er Pack

TYP	PASSEND FÜR	BESTELL-NR.
BAC151E	B.A. Int. / EMS	97 92 727
BAC151S	Satelec / NSK	97 92 775
BAC151A	Sirona	97 92 788

3-er Pack
159,- €



B.A. ULTIMATE Endofeilenhalter BAC152

- Feilenhalter 95° für Endo-Feilen für den Molarenbereich
- 3er Pack

TYP	PASSEND FÜR	BESTELL-NR.
BAC152E	B.A. Int. / EMS	97 95 103
BAC152S	Satelec / NSK	97 95 104
BAC152A	Sirona	97 95 102

3-er Pack
159,- €



B.A. ULTIMATE Endospitzen BAC153

- Instrument zum lateralen Kondensieren
- 3er Pack

TYP	PASSEND FÜR	BESTELL-NR.
BAC153E	B.A. Int. / EMS	97 92 728
BAC153S	Satelec / NSK	97 92 776
BAC153A	Sirona	97 92 789

3-er Pack
159,- €



B.A. ULTIMATE Endodontieset

- Endodontie-Set mit BAC151, BAC152 und BAC153

TYP	PASSEND FÜR	BESTELL-NR.
BAC155E	B.A. Int. / EMS	97 92 726
BAC155S	Satelec / NSK	97 92 773
BAC155A	Sirona	97 92 787

Je Set
159,- €

Set



B.A. Optima E+ Cordless Endodontic Unit

- Spezieller kabelloser Endodontiemotor mit integriertem Winkelstück
- Kompaktes und ergonomisches Design
- Benutzerfreundliche Bedienung
- 7 Programme: 5 rotierend, 2 hin/her
- Funktionen Auto Reverse und Auto Stopp
- Drehzahl: 100 – 600 U/min
- Drehmoment: 1 bis 4 Ncm
- Gewicht (Kopf): 35 g
- Abmessung (Kopf): 63 x Ø 16,7 mm
- Winkelstück sterilisierbar
- Ni-MH-Akku, ca. 8 Stunden Betriebsdauer



TYP	BESTELL-NR.
BAE370 R	97 96 027

LVP 1.049,- €
869,- €



B.A. Optima OS600L

- Neue moderne Chirurgieeinheit mit LED-Licht
- Großer LCD-Bildschirm
- Kraftvoller Motor mit einstellbarem Drehmoment 5 - 80 Ncm
- Drehmomentsbegrenzung einstellbar
- 6 verschiedene Programmfunktionen für chirurgische Eingriffe mit Option zum Ändern diverser Parameter
- 9 Speicherplätze für die jeweils individuellen Einstellungen
- Echtzeit-Anzeigefunktionen im Display (Drehzahl/Drehmoment)
- Fußanlasser mit Kabel
- Motor mit Schlauch sterilisierbar
- mit Kalibrierungsfunktion
- Gerät ohne Winkelstück, für Instrumente mit Lichtleiter



LVP 2.199,- €
1.890,- €

TYP	BESTELL-NR.
OS600L	97 95 068

Premium Chirurgie-Winkelstücke

- Drehmoment bis 80 N/cm
- Mit Lichtleiter
- Vollständig zerlegbar
- Thermodesinfizierbar und sterilisierbar
- z.B. passend auf B.A. Optima OS600L



PS3L

LVP 1.319,- €
1.049,- €



PS20L

LVP 1.269,- €
999,- €

TYP	BESTELL-NR.
PS3L 1:3 rot	97 99 556
PS20L 20:1 grün	97 99 549

B.A. Supreme Dampfstrahler S5

- Edelstahl Tank 5L und 4,5 Bar
- Professionelles Isolations-System (um Hitze beizubehalten und Energie zu sparen)
- Heizelement mit 1.500W
- Sicherheitskappe mit Teflon und Silikondichtung
- Funktioniert mit normalem Wasser
- Indikator für Mindestfüllmenge
- Aufheizzeit: 10 - 15 Min
- Made in Italy!
- Abmessungen (B x T x H): 220 x 330 x 335 mm
- Gewicht: 13 kg

TYP	MODELL	BESTELL-NR.
BA-S5	S5 Supreme Steamer	97 93 789

LVP 1.079,- €
799,- €



Technikmaschinen

B.A. Supreme B50K Technikmaschine

- Labormotor inklusive Technikhandstück
- Mit Kniesteuerung
- Geräuscharm und vibrationsarm für maximale Effizienz
- Bürstenloser Motor
- Drehmoment Handstück: 7 Ncm
- Geschwindigkeitsauswahl bis zu 50.000 U/min
- Mit „Eigendiagnose“ (Fehleranzeige im Display)
- Automatische Handstück-Erkennung
- Abmessungen Gerät (B x T x H): 90 x 235 x 200 mm
- Länge Handstück: 171 mm, Gewicht Handstück: 202 g

TYP	MODELL	BESTELL-NR.
B50K	B.A. Supreme Technikmaschine	97 96 022

LVP 969,- €
799,- €



B.A. Supreme S50K Steuergerät

- Digitales Display
- Geschwindigkeitsregulierung kontinuierlich durch Kniesteuerung mit Sensor
- Geschwindigkeitsauswahl: 1.000 - 50.000 U/min
- Integrierte Sicherheitsabschaltung
- Einfache Montage
- Abmessungen (B x T x H): 90 x 240 x 90 mm

Handstück muss separat bestellt werden

TYP	MODELL	BESTELL-NR.
BA-S50K	B.A. Supreme S50K	97 93 849

LVP 679,- €
539,- €



B.A. Supreme Handstücke

- Geringes Gewicht
- Läuft ruhig und geräuscharm
- Bis zu 50.000 Umdrehungen/Min
- Linkslauf bis zu 30.000 Umdrehungen/Min
- Ergonomisches und innovatives Design
- Extrem gute Griffigkeit
- Sicherheit: mit Überlastabschaltung



- Drehmoment 7,8 Ncm
- Max. Durchmesser: 28 mm
- Gewicht: 220 g

TYP	MODELL	BESTELL-NR.
BA-S50N	B.A. Supreme S50N	97 93 852

LVP 679,- €
539,- €



- Drehmoment 8,9 Ncm
- Max. Durchmesser: 30 mm
- Gewicht: 389 g

TYP	MODELL	BESTELL-NR.
BA-S50H	B.A. Supreme S50H	97 93 851

LVP 869,- €
689,- €



AUCH DIESE MITARBEITER BRAUCHEN MAL URLAUB!

REPARATURHOTLINE: +49 (40) 6118 4070
ABHOLHOTLINE DEUTSCHLAND: 0800-83 298 33
ABHOLHOTLINE ÖSTERREICH: 05-9992-5555



Unsere hauseigene Werkstatt ProRepair hilft umgehend bei Störungen und technischen Defekten Ihrer Turbinen, Hand und Winkelstücke sowohl auch Kleingeräten.

- Kostenloser Abholservice durch Paketdienst
- Kostenloser Kostenvoranschlag inkl. Fehlerursache
- Ausschließlich originale Ersatzteile
- Abwicklung von Herstellergarantien
- Professioneller Reparaturservice zertifiziert nach EN ISO 13485:2012 + AC:2012
- Durchschnittliche Reparatur innerhalb 24h an Werktagen zzgl. Versandzeit
- 1 Jahr Garantie auf unsere Reparaturen
- Versicherter Rückversand



Weitere Informationen und Auftragsformular:
www.henryschein-dental.de/prorepair

ProRepair / Henry Schein Dental Deutschland GmbH
Essenerstr. 2 Haus 8
22419 Hamburg

E-Mail: werkstatt@henryschein.de
Tel.: +49 (40) 6118 4070 • Fax: +49 (6103) 757 7881

Montag bis Donnerstag von 08:00 - 17:00 Uhr, Freitag von 08:00 - 14:00 Uhr

HENRY SCHEIN®
**PRO
REPAIR**

Ich bestelle folgende Produkte:

Stck.	Bezeichnung	Art.-Nr.	LVP	Preis*
B.A. ULTIMATE Power + Turbinen				Staffelpreis Seite 3
	BA755LK , KaVo	97 93 880	949,-	
	BA755LS , Sirona	97 93 884	949,-	
	BA755LN , NSK	97 93 883	949,-	
	BA755LW , W&H	97 93 881	949,-	
	BA755LB , Bien-Air	97 93 882	949,-	
	BA758LK , Mini KaVo	97 93 892	949,-	
	BA758LS , Mini Sirona	97 93 896	949,-	
	BA758LN , Mini NSK	97 93 895	949,-	
	BA758LW , Mini W&H	97 93 893	949,-	
	BA758LB , Mini Bien-Air	97 93 894	949,-	
B.A. ULTIMATE Power + Hand- und Winkelst.				Staffelpreis Seite 4+5
	BA200LTS , 1:5 (rot)	97 95 147	1.149,-	
	BA40LSS , 1:1 (blau)	97 95 149	819,-	
	BA60LSS , 6:1 (grün)	97 95 148	939,-	
	BA280LSS , 1:1 (blau)	97 92 958	709,-	
B.A. ULTIMATE Turbinen				Staffelpreis Seite 6
	BA695LK , KaVo	97 93 887	769,-	
	BA695LS , Sirona	97 93 891	769,-	
	BA695LN , NSK	97 93 890	769,-	
	BA695LW , W&H	97 93 888	769,-	
	BA695LB , Bien-Air	97 93 889	769,-	
	BA688LK , Mini KaVo	97 93 897	769,-	
	BA688LS , Mini Sirona	97 93 901	769,-	
	BA688LN , Mini NSK	97 93 900	769,-	
	BA688LW , Mini W&H	97 93 898	769,-	
	BA688LB , Mini Bien-Air	97 93 899	769,-	

Stck.	Bezeichnung	Art.-Nr.	LVP	Preis*
B.A. ULTIMATE Titan Hand- und Winkelstücke mit Licht				Staffelpreis Seite 7+8
	BA250LT , 1:5 (rot)	97 95 151	989,-	
	BA45LS , 1:1 (blau)	97 95 150	669,-	
	BA65LS , 6:1 (grün)	97 95 152	799,-	
	BA270LS , 1:1, (blau)	97 95 083	569,-	
B.A. ULTIMATE Titan Hand- und Winkelstücke ohne Licht				Staffelpreis Seite 7+8
	BA250T , 1:5 (rot)	97 95 154	769,-	
	BA45S , 1:1 (blau)	97 95 153	549,-	
	BA65S , 6:1 (grün)	97 95 155	679,-	
	BA270S , 1:1 (blau)	97 95 082	549,-	
B.A. Turbinenkupplungen				
	BA560 für KaVo	97 92 878	349,-	269,-
	BA560LED für KaVo	97 97 120	429,-	329,-
B.A. Winkelstücke Optima				
	BA45E blau 1:1	97 96 404	229,-	179,-
	BA66E grün 4:1	97 96 406	259,-	209,-
	BA65E grün 4:1 Screw	97 96 407	189,-	149,-
B.A. Pflegegerät				
	B.A. Pflegegerät 1 Motor, 2 Kuppl.	97 93 245	1.899,-	1.389,-
	B.A. Pflegegerät 2 Motoren, 1 Kuppl.	97 93 246	1.899,-	1.389,-
B.A. ULTIMATE Spray				
	B.A. ULTIMATE Spray	97 93 185		20,40

Kundennummer:	
Name:	Vorname:
Straße:	Nr.:
Postleitzahl:	Ort:
Datum:	Unterschrift:

* Alle Preise in Euro und zzgl. MwSt. Gültig bis 31.08.2020. Abbildungen sind Beispiele. Irrtümer vorbehalten. Sie können der Übermittlung dieser Werbung ohne Angabe von Gründen für die Zukunft schriftlich gegenüber der Henry Schein Dental Deutschland GmbH unter werbewidersprueche@henryschein.de widersprechen. Die Henry Schein Dental Deutschland GmbH verwendet Ihre oben angegebenen Daten zur Abwicklung Ihrer Bestellung. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter „Datenschutz“ auf www.henryschein-dental.de

Fachhändler:

HENRY SCHEIN®
DENTAL



FreeTel: 0800 – 140 00 44
FreeFax: 08000 – 40 00 44
info@henryschein.de
www.henryschein-dental.de



Tel.: 05 – 9992 3333
Fax: 05 – 9992 9999
info@henryschein.at
www.henryschein.at

Ich bestelle folgende Produkte:

Stck.	Bezeichnung	Art.-Nr.	LVP	Preis*
B.A. ULTIMATE Lichtpolymerisation				
	B.A. Ultimate Base290	97 95 065	859,-	799,-
B.A. OPTIMA 10 LED Lichtpolymerisation				
	Farbe/Typ:		279,-	199,-
B.A. Ultraschallgerät/Handstücke & Spitzen				
	BAC200E	97 96 145	1.129,-	979,-
	BAC200EL	97 96 144	1.459,-	1.149,-
	BAC250E	97 96 142		495,-
	BAC250EL	97 96 141		679,-
	BAC261E	97 96 137		59,90
	BAC262E	97 96 136		59,90
	BAC263E	97 96 135		59,90
Piezo Scaler Set				
	Scaler Set mit Licht	97 92 804	649,-	449,-
	Scaler Set ohne Licht	97 92 786	539,-	389,-
B.A. ULTIMATE Handstück Set				
	BAC150E	97 92 725	389,-	289,-
	BAC150S	97 92 772	389,-	289,-
B.A. Wechselwerkzeug				
	BACS122	97 92 798		15,90
	BACS127	97 95 105		15,90
B.A. Endodontiemotor Optima BAE370R				
	B.A. Optima E+ Cordless Endodontic Unit	97 96 027	1.049,-	869,-

Stck.	Bezeichnung	Art.-Nr.	LVP	Preis*
B.A. Scalerspitzen / Periospitzen / Endofeilenhalter Endospitzen / Endodontieset				
	B.A. Scalerspitzen BAC161 Nr.:			129,-
	B.A. Scalerspitzen BAC162 Nr.:			129,-
	B.A. Scalerspitzen BAC163 Nr.:			129,-
	B.A. Scalerspitzen BAC164 Nr.:			129,-
	B.A. Scalerspitzen BAC165 Nr.:			129,-
	B.A. Scalerspitzen BAC166 Nr.:			129,-
	B.A. Periospitzen BAC171 Nr.:			129,-
	B.A. Periospitzen BAC173 Nr.:			129,-
	B.A. Periospitzen BAC174 Nr.:			129,-
	B.A. Endofeilenhalter BAC151 Nr.:			159,-
	B.A. Endofeilenhalter BAC152 Nr.:			159,-
	B.A. Endospitzen BAC153 Nr.:			159,-
	B.A. Endodontieset BAC155 Nr.:			159,-
B.A. Chirurgiemotor OS600L				
	B.A. Optima OS600L	97 95 068	2.199,-	1.890,-
PREMIUM Winkelstücke/Handstück				
	PS20L 20:1 grün	97 99 549	1.269,-	999,-
	PS3L 1:3 rot	97 99 556	1.319,-	1.049,-
B.A. S5 Dampfstrahler				
	B.A. S5 Dampfstrahler	97 93 789	1.079,-	799,-
B.A. Supreme Labormotor/Handstücke				
	B.A. Supreme B50K	97 96 022	969,-	799,-
	B.A. Supreme S50K	97 93 849	679,-	539,-
	B.A. Supreme S50N	97 93 852	679,-	539,-
	B.A. Supreme S50H	97 93 851	869,-	689,-

Kundennummer:	
Name:	Vorname:
Straße:	Nr.:
Postleitzahl:	Ort:
Datum:	Unterschrift:

* Alle Preise in Euro und zzgl. MwSt. Gültig bis 31.08.2020. Abbildungen sind Beispiele. Irrtümer vorbehalten. Sie können der Übermittlung dieser Werbung ohne Angabe von Gründen für die Zukunft schriftlich gegenüber der Henry Schein Dental Deutschland GmbH unter werbewidersprueche@henryschein.de widersprechen. Die Henry Schein Dental Deutschland GmbH verwendet Ihre oben angegebenen Daten zur Abwicklung Ihrer Bestellung. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter „Datenschutz“ auf www.henryschein-dental.de

Fachhändler:



FreeTel: 0800 – 100 00 44

FreeFax: 08000 – 40 00 44

info@henryschein.de

www.henryschein-dental.de



Tel.: 05 – 9992 3333

Fax: 05 – 9992 9999

info@henryschein.at

www.henryschein.at