

# Schnellwirkende Desinfektion mit breitem Wirkungsspektrum.

**EuroSept® Xtra Oberflächendesinfektion**



WERT & QUALITÄT



ZUVERLÄSSIG & VERTRAUENSWÜRDIG



PRODUKTAUSWAHL

# EuroSept® Xtra Oberflächendesinfektion



## Vorteile

- Breites antimikrobielles Wirkungsspektrum
- Schnellwirkende, gebrauchsfertige Lösung
- Formel auf Alkoholbasis verdunstet vollständig, für eine schlierenfreie Oberfläche\*
- Ohne quartäre Ammoniumverbindungen (QAV)
- Erhältlich in neutralem Duft oder Zitronenduft

\*Nur auf alkoholbeständigen Oberflächen anzuwenden.

## Physikalische Eigenschaften

### Bedingungen

Bedingungen	Konzentration und Expositionszeit
Bakterien nach EN 13727, EN 1276, EN 13697, EN 16615 (hohe Belastung)	Konz. 1 Min.
Candida albicans nach EN 13624, EN 1650, EN 13697, EN 16615 (hohe Belastung)	Konz. 1 Min.
TbB (Tuberkulose)-Erreger ( <i>M. terrae</i> ) und Mykobakterien ( <i>M. avium</i> ) nach EN 14348 (hohe Belastung)	Konz. 1 Min.
Behüllte Viren (z. B. HBV, HIV, HCV) nach EN 14476 und EN 16777 (hohe Belastung)	Konz. 1 Min.
Noroviren (EN 14476) (saubere Bedingungen) (EN 16777) (niedrige Belastung)	Konz. 1 Min. Konz. 2 Min.
Adenoviren (EN 14476, EN 16777) (niedrige Belastung)	Konz. 1 Min.
Polyoma SV 40 (RKI/DVV) (niedrige Belastung)	Konz. 1 Min.
„Begrenzt viruzid Plus“ (Noro-, Adeno- und Rotaviren) (EN 14476) (niedrige Belastung) (EN 16777) (niedrige Belastung)	Konz. 1 Min. Konz. 2 Min.

### Inhaltsstoffe

100 g enthalten: 20,0 g 1-Propanol; 5,0 g 2-Propanol

#### EuroSept® Xtra Oberflächendesinfektion

1 L mit abnehmbarem Sprühkopf..... Artikel-Nr. 9884881

5 L ..... Artikel-Nr. 9884883

#### EuroSept® Xtra Oberflächendesinfektion Lemon

1 L mit abnehmbarem Sprühkopf..... Artikel-Nr. 9884885

5 L ..... Artikel-Nr. 9884887

Für unsere **HENRY SCHEIN EIGENMARKENPRODUKTE** sowie für weitere Produktinformationen besuchen Sie uns unter **WWW.HENRYSCHEIN-DENTAL.DE**.