

Verbesserte Desinfektion für alkoholempfindliche Oberflächen.

**EuroSept® Xtra Alkoholfreie
Flächendesinfektion**



WERT & QUALITÄT



ZUVERLÄSSIG & VERTRAUENSWÜRDIG



PRODUKTAUSWAHL

EuroSept® Xtra Alkoholfreie Flächendesinfektion



Vorteile

- Geeignet für die Verwendung auf alkoholempfindlichen Oberflächen
- Erweitertes Wirkungsspektrum
- Gebrauchsfertige Lösung
- Schnellwirkende Formel

Physikalische Eigenschaften

Bedingungen	Konzentration und Expositionszeit*
Bakterien nach EN 13727, EN 1276 und EN 13697 (schmutzige Bedingungen)	Konz. 1 Min.
Candida albicans nach EN 13624, EN 1650 und EN 13697 (schmutzige Bedingungen)	Konz. 1 Min.
Behüllte Viren (z. B. HBV, HIV und HCV) nach RKI/DVV (schmutzige Bedingungen)	Konz. 1 Min.
Rotaviren nach DVV (niedrige Belastung)	Konz. 1 Min.
Noroviren nach EN 14476 (niedrige Belastung)	Konz. 30 Min.
Polyoma SV 40-Viren (RKI/DVV) (Verunreinigung)	Konz. 30 Min.

Inhaltsstoffe

100 g enthalten: 0,24 g Benzyl-C12-16-alkyldimethylammoniumchlorid, 0,24 g N,N-didecyl-N, N-dimethylammoniumchlorid, 0,24 g C12-14-Alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethylammoniumchlorid

*Nicht vor Ende der Anwendungszeit trockenwischen.

**EuroSept® Xtra Alkoholfreie
Flächendesinfektion**

1 L mit abnehmbarem Sprühkopf.....Artikel-Nr. 9884905
5 LArtikel-Nr. 9884907

Für unsere **HENRY SCHEIN EIGENMARKENPRODUKTE** sowie für weitere Produktinformationen besuchen Sie uns unter **WWW.HENRYSCHEIN-DENTAL.DE**.